

IPL Villanófényes szőrtelenítő gép M4480 használati útmutató

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt ne alkalmazzon semmilyen gélt vagy ápoló terméket (aloe gél stb.)! Győződjön meg arról, hogy a terméket a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően használja. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg, ha bármilyen kérdése lenne.

FIGYELEM

- Ne használja a terméket fürdőkád, zuhanyzó vagy mosdó közelében. Tartsa szárazon a terméket és a tápegységet; Ha a termék sérült, ne érintse meg a belső alkatrészeket az áramütés elkerülése érdekében;
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékbe.
- Ne használja a szem környékén. A védőszemüvegek közelről nem biztos, hogy képesek teljesen blokkolni a szem íriszében található melanin által elnyelt energiát.
- Javasoljuk, hogy mindenkor viseljen védőszemüveget.
- Ha hátszőrzetet kell eltávolítania vagy jeget kell felvinnie, segítségre lehet szüksége, ezt javasoljuk is, mivel a saját kezűleg végzett munka kockázatos lehet.
- Ha a szőrszálad hosszabb, mint 1 mm, először borotválód le. A túlzott mennyiségű szőrzet elnyeli a bőr felszínéről a hőt, ami miatt a bőr kipirosodik és megduzzad, a szőrzet pedig égni és kellemetlen szagú lesz.
- A bőrnek száraznak és tisztának kell lennie.
- Kérjük, legyen óvatos, és ne engedje, hogy gyermekek érintkezzenek ezzel a termékkel.
- A test különböző részein szükség szerint eltérő fényerősségű berendezéseket kell használni, mivel a test különböző részeinek bőrszíne nem egyforma

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS

1. Villanófény kapcsológomb
2. Villanófény
3. Hűtő panel
4. Szellőzőnyílások
5. Kijelző
6. Tápcsatlakozó



HASZNÁLAT ELŐTT

Alaposan tisztítsa meg a bőrt, győződjön meg róla, hogy szőrtelen, teljesen száraz és mentes minden zsíros anyagtól (parfümök, testápolók, illatosított testnedvek, fényvédő stb.).

Győződjön meg arról, hogy a lámpában nincsenek szennyeződések, például por és hajsálak, valamint, hogy nincs-e sérülés vagy rendellenesség. Ha szennyeződés van rajta, tisztítsa meg, hogy elkerülje a termék meghibásodását, a minőség romlását és a bőrproblémákat.

Használat előtt ne alkalmazzon gélt vagy más szert.

FÉNYTELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

Ez a termék kifejezetten alkalmas különböző szőrzet és bőrtónushoz, így energiája gyengédebb, 9 különböző teljesítményű fényenergiát biztosít a kezelésekhez. Az erősséget a bőrtónusodhoz és a testszőrzetedhez igazíthatod. Az alábbi ajánlások segítenek meghatározni a megfelelő teljesítményt.

1. Az gyártói használati utasításban látható táblázat segítségével meghatározhatja, hogy milyen fényintenzitás megfelelő a bőr- és hajsztínéhez.

Tipp: Helyezd a nyomtatványt a bőrre, és hasonlítsa össze a bőrsztínével.

Tipp: Javasoljuk, hogy őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából.

2. Ha fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztal, csökkentse a fény intenzitását. A sötétebb bőrű emberek hajlamosabbak a bőrrallergiákra, mivel a bőrük több fényt nyel el. Ezért sötétebb bőrű embereknek ajánlott alacsonyabb fényintenzitást használni. A kezelt bőrfelület melegnek vagy forrónak tűnhet. Ez normális jelenség.

Megjegyzés: Annak ellenőrzéséhez, hogy a készülék alkalmas-e a bőrtípusához, kérjük, tekintse meg a bőrsztín-táblázatot a gyári üzembe helyezési útmutatóban. Megjegyzés: Különböző okok miatt a bőr eltérően reagálhat az expozíció időpontjától és alkalmától függően. Megjegyzés: Az X nem alkalmazható.)

BŐRTESTZT

Ha először használja ezt a készüléket, vagy nemrégiben használt hasonló szőrtelenítő termékeket, kérjük, végezzen bőrpróbát minden kezelendő területen. A teszt lehetővé teszi a bőr fényreakciójának ellenőrzését, és a test minden egyes részéhez megfelelő intenzitásbeállítások meghatározását.

1. Válasszon egy helyet a kezelendő terület közelében. Megjegyzés: Ne használja ezt a készüléket különösen nehezen kezelhető vagy érzékeny területeken, például csontokon vagy a talpon.
2. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, és győződjön meg arról, hogy az első teljesítményszint van kiválasztva.
3. Helyezze a készüléket függőlegesen a bőrre, ügyelve arra, hogy a lámpa érintkezzen a bőrfelülettel.
4. Nyomja meg a villanófény gombot a vaku használatához.
5. Helyezze át a készüléket a következő tesztelendő helyre.
6. Fokozatosan növelje az intenzitás szintjét, villanjon egyet a fény, majd mozgassa a készüléket a következő területekre. Ismétlje meg ezt az eljárást a bőrtípusának megfelelő, ajánlott fényintenzitás-tartományon belüli összes szinten.
7. A teszt elvégzése után várjon 2 órát, és ellenőrizze a bőre állapotát. Ha nem jelentkeznek mellékhatások, például bőrpír vagy hólyagok, biztonságosan használhatja a készüléket.

A SZŐRTELENÍTÉS ALAPJAI

A test különböző részeinek szőrtelenítésének alapelvei

1. Hónaljszőrtelenítés

Szőrtelenítés előtt gondosan távolítsa el az izzadásgátlót, parfümöt, krémekeket és egyéb kozmetikumokat a hónalj területéről. A laza bőrfelületek szőrtelenítésekor enyhén feszítse meg a bőrt, hogy a kezelés hatékonyabb legyen.

Bőrbesugárzás során normális, ha enyhe égő érzést érez.

2. Bikinivonal szőrtelenítése.

Sötétebb pigmentált területek vagy érzékenyebb területek esetén ajánlott a legalacsonyabb intenzitási szinttel (1-es sebesség) kezdeni, majd fokozatosan növelni a teljesítményt.

3. Karok és lábak szőrtelenítése

Csontok, bemélyedések és egyenetlen területek felett a bőr érzékenyebb lehet, ami egy kicsit több kellemetlenséget okozhat.

4. Területek, ahol a készüléket nem szabad használni

Ne használja a készüléket égett bőrön, erősen pigmentált területeken, szem körül, fagyási sérüléseken, anyajegyeken, szemöldökön, hajszájakon, leégés vagy más érzékeny területeken.

Figyelem:

Epilálás után legalább 24 órán át kerülje az UV-sugarak hatását, hogy elkerülje a bőrirritációt vagy az égési sérüléseket. Használat közben ne nézzen közvetlenül a vakuba.

A SZAKASZOS ÜZEMMÓD HASZNÁLATÁNAK LÉPÉSEI

A bőr előkészítése: Borotvával távolítsa el a szőrt a kezelendő testfelületről.

Csatlakoztassa a készüléket a tápellátáshoz, és nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. Aktiválás után a kijelzőn megjelenik a hátralévő villanások száma és az üzemmód.

Hasonlítsa össze a bőrtónusát a bőrtónus-táblázattal. Ne használja a készüléket, ha a bőrszíne X kategóriába tartozik (nem ajánlott).

A gombok segítségével állítsa be az erősséget a bőrtónusának megfelelően. Az irritáció elkerülése érdekében ajánlott 1-gyel kezdeni. Minél nagyobb a teljesítmény, annál hatékonyabb a szőrtelenítés.

Kapcsolja be a hűtési módot a megfelelő gomb megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a hűtés szimbóluma, és a készülék aktiválja az égő érzést csökkentő módot.

Válasszon manuális vagy automatikus módot: Manuális módban helyezze a készüléket a bőrre, és nyomja meg a gombot. Automatikus módban nem kell megnyomni a gombot, elég csak megérinteni a bőrt a vaku elindításához.

Szemvédelem: A készülék használatakor mindig viselje a készletben található professzionális védőszemüveget.

Epilálás: Helyezze a készüléket függőlegesen az epilálni kívánt bőrfelületre. Győződjön meg róla, hogy a lámpafej teljesen érintkezik a bőrrel. Ha a lámpafej nincs megfelelően rögzítve, a jelzőfény nem világít, és a készülék nem villog.

A HŰTÉS ÜZEMMÓD HASZNÁLATÁNAK ELJÁRÁSAI

Az epilálás megkezdése előtt röviden nyomja meg a hópehely szimbólummal ellátott gombot a bekapcsoláshoz. Egy hópehely ikon jelenik meg a képernyőn.

Hűsítő alkalmazás: Helyezze a hűtőlámpa-feltétet a kiválasztott bőrfelületre az irritáció enyhítésére és a kényelemérzet biztosítására.

A készülék kikapcsolása: A kezelés befejezése után nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához,

Megjegyzés: Ha a készülék 5 percig inaktív marad, automatikusan kikapcsol.

A HÁROM FŐ FUNKCIÓ LÉPÉSEINEK ÉS MŰKÖDÉSI ELVEINEK HASZNÁLATA

HR: Az IPL kezelés nemcsak a szőrtelenítésben, hanem a pigmentációs elváltozások kezelésében is hatékony.

S.C.: Az IPL fiatalító fototerápia hatékony a bőr rendellenes pigmentációjának vagy érrendszeri rendellenességeinek esetén. Javítja a bőr rugalmasságát és fiatalosabb megjelenést kölcsönöz neki a kollagénszintézis serkentésével, ami rugalmasabbá és ragyogóbbá teszi a bőrt.

RA: Az IPL elpusztítja a bőr felszínén lévő baktériumokat, miközben gátolja a pattanások kialakulását.

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

1. Ne használjon izzadásgátlót közvetlenül a hónalj besugárzása után.
2. Rendszeresen tisztítsa a vakut az égési sérülések és a meghibásodások elkerülése érdekében.
3. Ne helyezze a készüléket könnyen lemágnesezhető tárgyak közelébe.
4. Ne használja a készüléket, ha a szellőzőnyílások el vannak takarva – túlmelegedés vagy tűz veszélye áll fenn.
5. Kerülje a készülék fekete tárgyakkal való érintkezését, mert ezek akadályozhatják a megfelelő működését.
6. Ne tegye ki ruháját, haját vagy más tárgyakat a villanófénynek – ez elszíneződést és károsodást okozhat.
7. A sérülések elkerülése érdekében ne használja háziállatokon.
8. Kerülje a szem körüli használatát a látáskárosodás elkerülése érdekében.
9. Használat után tisztítsa le a kozmetikai maradványokat, hogy elkerülje az eszköz meghibásodását vagy a bőr károsodását.
10. A készülék intenzív fényt bocsát ki – tartsa távol gyermekektől.

HASZNÁLATI JAVASLATOK

Állítsa be az expozíció intenzitását a bőr állapotának megfelelően, a legalacsonyabb szinttől kezdve.

- Használat után a bőr enyhén kipirosodhat - ez normális. Ha kellemetlen érzés jelentkezik, alkalmazzon hideg borogatást.

A nehezen elérhető területeken, például a háton végzett kezeléseket a legjobb egy másik személy segítségével elvégezni.

Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

MŰSZAKI UTASÍTÁSOK

1. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a bőre száraz és tiszta, olaj- és kozmetikummentes.
2. Nagy hőmérséklet-különbség esetén várjon 2 órát, mielőtt újra használná a készüléket.
3. A tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
4. Használat közben a környezeti hőmérsékletnek 5-40°C között kell lennie.
5. Használat után ne érintse meg a lámpacsatlakozót – nagyon forró.
6. Kerülje az UV-sugárzást a kezelés után 24 órán át.
7. Ha a ventilátor meghibásodik, azonnal hagyja abba a használatát.

Akiknek nem szabad használniuk a készüléket:

1. Várandós, szoptató vagy menstruáló nők.
2. Érzékeny bőrűek, cukorbetegségben, szívbetegségben, magas vérnyomásban szenvedők.
3. Bőrbetegségekben, égési sérülésekben, hegekben, a szőrtüszők gyulladásában szenvedő betegek.
4. Fényallergiában, rákban, vérképzőszervi rendellenességekben, visszerben, kiütésekben szenvedők.
5. Fényérzékeny gyógyszerek, például tetraciklinek vagy szulfonamidok használata.

Ne használja a következő testrészekben:

1. Szájüreg, szeméremtest nyálkahártyája stb.
2. Plasztikai és sebészeti beavatkozások utáni területek.
3. Ádámcsutka.
4. Szemgolyó, szemhéj, szemkörnyék.
5. Fej.
6. Foltos vagy anyajegyes helyek.

7. Szemöldök, haj.
8. Akne által érintett területek.
9. Mellbimbó, bimbóudvar.
10. A köldök belsejében.
11. Fülek.
12. Nagy ér.
13. Tetoválások és testfestés.

(Megjegyzés: Ez a lista nem teljes. Ha nem biztos benne, hogy egy termék alkalmas-e egy adott területen való használatra, forduljon orvosához.)

BŐRÁPOLÁS

Az epilálás után 6 órán át ajánlott kerülni a vízzel való érintkezést. Ezt követően hidratáló krémet alkalmazhat a bőr hidratálására.

Szőrtelenítés után kerülje a parfümök, arcmaszkok és fagyasztott gyöngyöket tartalmazó kozmetikumok használatát. A szőrtelenítést követő 24 órán belül kerülni kell az UV-sugárzásnak való kitettséget. Ha szükséges, vigyen fel fényvédőt.

Ha rosszul érzi magát, forduljon orvosához.

A napfény a bőr sötétedését vagy leégését okozhatja. A szőrtelenítés bőrpírt, duzzanatot, gyulladást és egyéb bőrproblémákat okozhat. Ezért a termék használata közben kerülni kell a napsugárzást. A leégés utáni felépülési idő legalább 1 hét.

A szőrtelenítő kezelés során legalább 18 órán át kerülje a szőrtelenített területtel való érintkezést. Ha ezen idő elteltével mégis expozícióra van szükség, győződjön meg arról, hogy a bőrön nem mutatkoznak semmilyen mellékhatások. 2 óra elteltével használjon 30-as faktorú fényvédőt a napsugárzás elleni védelem érdekében.

Ne alkalmazzon mesterséges barnítót szőrtelenítés után.

KEZELÉSEK GYAKORISÁGA

Időkeret:

1-4. hét: Használja hetente kétszer.

5-8. hét: Használja 1-2 hetente egyszer.

8 hét után: 15 vagy 30 naponta egyszer.

Kérjük, a terméket ismételten használja a szőrnövekedési ütemtől függően. Vastag haj esetén az alkalmazás gyakorisága ennek megfelelően növelhető. A konkrét ajánlások az Ön egyéni helyzetétől függenek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék gondozása:

A termék optimális hatékonyságának és tartósságának biztosítása érdekében minden használat előtt és után tisztítsa meg, hogy megakadályozza a haj és a por hosszú távú felhalmozódását. Ha a készüléket nem tisztítják rendszeresen, az befolyásolhatja a hatékonyságát.

Vizsgálja meg a terméket, a lámpát és a külső ház alkatrészeit. Győződjön meg róla, hogy minden tárgy tiszta és rendezett.

A terméket és tartozékait ne mossa folyó víz alatt vagy mosogatógépben.

Ne használjon drótkéfét, súrolószert (pl. fogkrémet) vagy maró folyadékot (benzint, motorolajat, acetont stb.) a tisztításhoz.

Megjegyzés: Ha a lámpa már nem tisztítható, hagyja abba a termék használatát.

Kapcsolja ki a terméket, húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni. A lámpa használat közben felforrósodik.

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kihűlt.

Szükség esetén tisztítsa meg a készülék külsejét egy tiszta, puha ruhával. Nedvesítsen be egy puha kendőt néhány csepp vízzel, és tisztítsa meg vele a készüléket.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

