

MDA327 Ultrahangos fogkő eltávolító használati útmutatója

Ultrahangos fogkőeltávolító az alapos tisztításhoz és fogkő eltávolításhoz. Ez a termék különösen ajánlott túlzott fogkőlerakódás esetén, fogszorral vagy fogszabályozó készülékkel rendelkezők számára. Jelentősen leegyszerűsíti a szájhygiénát, hatékonyan kiegészítve a hagyományos fogmosást. Három üzemmóddal (puha, kényelmes és erős) és két rozsdamentes acél fejjel rendelkezik a fogak különböző területeire. Könnyű és kompakt kialakításának, valamint beépített akkumulátorának köszönhetően a készülék könnyen magával vihető útközben.

Műszaki adatok:

- Anyag: PP műanyag + rozsdamentes acélfejek (hegyek)
- Tápellátás: beépített akkumulátor + micro-USB töltőkábel
- Automatikus kikapcsolás funkció (10 perc után)
- Túlmelegedés elleni védelem
- Automatikus LED világítás (működés közben)
- 3 üzemmód (intenzitás): lágy / kényelmes / erős
- 2 cserélhető fej: lapos / hegyes
- Méretek (készülék): 19 cm x 2,5 cm
- Szín (fogkőeltávolító): fehér
- Csomagolás: karton

Tartozékok:

- Lapos fej - nagyobb fogkőrétegek eltávolításához
- Hegyes fej - az íny közelében (és magán az ínyen) lévő szennyeződések eltávolításához
- Csavarkulcs a hegyek cseréjéhez

Üzemmódok:

- Lágy
- Kényelmes
- Erős

Használati utasítás

- Első használat előtt alaposan tisztítsa meg az összes fejet.
- Helyezze az egyik fejet a készülék tetejére, és nyomja a kijelölt tartóba. Válassza ki az igényeinek megfelelő fejet (lásd a „Tartozékok - Kefefej” részt).
- Tartsa lenyomva az I/O bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
- Nyomja meg röviden az I/O gombot az üzemmód megváltoztatásához (lásd az „Üzemmódok” részt).
- A kiválasztott üzemmódot egy LED világítja meg.
- Helyezze a kefe fejet a szájába, és nyomja a kiválasztott kefe fej hegyét a fog felszínéhez. A készülék csak kemény felülethez nyomva bocsátja ki a rezgéseket, puhafelülethez érve (pl. fogíny) leáll.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva az I/O gombot néhány másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a tartozékait.

- A készülék töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt micro-USB kábelt a készülék alján található porthoz. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB A típusú porthoz (töltő vagy hordozható töltő).
- Az akkumulátor töltöttségi szintje a kijelző alján látható.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Alapvető óvintézkedések: Ne merítse vízbe a készüléket, különösen töltés közben! Ne dobja le a készüléket! Ez maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a jótállást és a garanciát! Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a készülék használata közben! Töltés után húzza ki az USB-kábelt, hogy elkerülje a beépített akkumulátor károsodását!

Ne felejtse el rendszeresen tisztítani a készüléket és az összes tartozékát, különösen a fogakkal és a szájüreggel érintkező fejeket és tárgyakat!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

